

# La voie Dustbane

## Nettoyer un centre de mise en forme



Le nettoyage d'un centre de mise en forme commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos d'un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Cliquez sur ce symbole ci-dessous pour voir en ligne: 



1



### Détergent neutre : Film Away

Un détergent neutre qui fonctionne à la fois sur les planchers et sur les tapis pour éliminer les résidus laissés par les décapants, les fondants à glace et des accumulations d'eau dure pour prolonger la durée de vie de votre plancher. La formule de pH neutre est un excellent nettoyant à usages multiples qui offre une puissance de nettoyage supérieure. Certifié ECOLOGO®.

- Taux de dilution à l'eau froide : 1:80.
- Format disponible : 4 l.

2



### Lingettes désinfectantes : Eliminate

Les centres de mise en forme peuvent être très malpropres. Cet endroit, où la sueur des clients s'échappe régulièrement sur l'équipement, crée un environnement qui sert comme site de reproduction pour les bactéries, les virus et toutes sortes de risques. Avec des lingettes facilement accessibles, les clients auront plus tendance à nettoyer l'équipement après chaque utilisation, ce qui maintient les normes sanitaires de votre établissement. DIN : 02459507.

- Prêt à l'emploi.
- 6" x 7" (120 lingettes par contenant).

3



### Pulvérisateurs Victory

De nombreux équipements de gym ne sont pas correctement désinfectés après leur usage, ce qui les rend très contaminés par les fluides corporels et les germes d'autres personnes. Les pulvérisateurs électrostatiques Victory utilisent l'électricité statique pour charger le produit chimique distribué du réservoir, de sorte que le produit adhère à la surface souhaitée et les enveloppe entièrement de produits chimiques pour une désinfection complète.

4



### Désinfectant : UniTab

UniTab est une alternative à l'eau de Javel qui offre aux centres de fitness un moyen rapide d'assainir ou de désinfecter sans laisser de vapeurs nocives. UniTab est également un excellent désodorisant qui permet de lutter contre les odeurs. DIN : 02470381.

- Diluer deux (2) comprimés par 1 l d'eau pour la désinfection.
- Diluer un (1) comprimé par 20 l d'eau pour l'assainissement.