

Quatromyicide II RTU

Assainisseur sans rinçage



Applications :

Méthode sans rinçage :

Les surfaces doivent être pré-nettoyées avant d'utiliser ce produit. Vaporiser cette solution sur la surface. Laisser la surface bien mouillée pendant au moins 1 minute. Égoutter la surface du liquide en excès et laisser sécher à l'air sur la surface traitée. Aucun rinçage requis.

Avantages :

- Convenable pour toutes surfaces dures, non-poreuses qui entrent en contact avec les aliments
- Simplifie le processus d'assainissement
- Aucun rinçage requis
- Commode – une simple étape
- Maintient facilement la conformité à la sécurité alimentaire – aucun risque d'erreurs de dilution

Codes :

- Code de produit : 52889
- UPC : 0 56069 52889 4

Spécifications :

Couleur	Incolore
DIN	Non
Odeur	Doux
Solution préparée de	1:500
pH	7,0 - 9,0
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Exempté
ECOLOGO®	Non
Sécurité alimentaire	Oui
Cachère	Oui
Durée de validité	Date d'expiration

Formats disponibles :



750 ml

5 L

* Voir la fiche technique
Quatromyicide II

Emballage :

Bouteille : 4,5" x 2" x 10,5" (11,4 x 5 x 26,7 cm)
1,8 lb (0,8 kg)

Boîte : 9,5" x 15" x 9"
22 lb (10 kg)
12 par caisse

